



... makes the difference



**RECOMMENDATION OF
DR. ZIV MAZOR**

see it feel it test it

devemed
... makes the difference



Dr. Ziv Mazor, DMD – Curriculum Vitae

Dr. Ziv Mazor is a leading Israeli periodontist. He graduated the periodontal department of Hadassah school for dental medicine-Jerusalem Israel where he served as clinical instructor and lecturer for undergraduate and postgraduate dental students. Dr. Mazor maintains private practice limited to periodontal and implant dentistry in Raanana, Israel. Since 1993 Dr. Mazor is engaged in clinical research in the field of Bone Augmentation and Sinus Floor Elevation. He is a well published author on these subjects and has lectured extensively both nationally and internationally. Dr. Mazor conducts and moderates advanced implant courses and workshops details in www.handsoncourse.com.


Dr. Mazor is the past president of the Israeli Periodontal Society and is currently the president elect of the Israeli Association of Oral Implants.

Education

1980-1986: B.Sc + D.M.D The Hebrew University Hadassah School of Dental Medicine, Jerusalem.

1986-1990: Post Graduate Training – Department of Periodontics Hadassah School of Dental Medicine, Jerusalem.


In private practice at:
 142 Ahuza
 St. Ra'anana 43300
 Israel




ALL IN ONE - SUBNASAL & SINUS AUGMENTATION SET nach Dr. Ziv Mazor

ALL IN ONE - SUBNASAL & SINUS AUGMENTATION SET according to DR. ZIV MAZOR

ALL IN ONE - SUBNASAL & SINUS AUGMENTATION SET selon Dr. Ziv Mazor



Set: 10100-71

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-71 Item no. of the set: 10100-71 Set complet ref. 10100-71
922-60 F 	Sinus Lift Elevator „Mazor“ # 1 Sinus-lift elevator „Mazor“ # 1 Sinus-Lift éleveurs „Mazor“ # 1	17,1 cm
922-61 F 	Sinus Lift Elevator „Mazor“ # 2 Sinus-lift elevator „Mazor“ # 2 Sinus-Lift éleveurs „Mazor“ # 2	17,1 cm
922-62 F 	Sinus Lift Elevator „Mazor“ # 3 Sinus-lift elevator „Mazor“ # 3 Sinus-Lift éleveurs „Mazor“ # 3	17,1 cm
922-64 F 	Sinus Lift Elevator „Mazor“ # 5 Sinus-lift elevator „Mazor“ # 5 Sinus-Lift éleveurs „Mazor“ # 5	17,1 cm
2500-21 F 	Membran Lift / Granulatstopfer „Mazor“ # 6 Membrane lift / Granulate plugger „Mazor“ # 6 Lift membrane / Foulloir à granulat „Mazor“ # 6	17,1 cm
2406-91 F 	Tiefenmeßgerät „Mazor“ # 7 Depth gauge „Mazor“ # 7 Jauge de profondeur „Mazor“ # 7	17,1 cm, 1,5 mm 3,0 mm, graduert 17,1 cm, 1,5 mm 3,0 mm, graduated 17,1 cm, 1,5 mm 3,0 mm, graduée
2500-42 F 	Universal Instrument „Mazor“ Universal instrument „Mazor“ Universel instrument „Mazor“	17,1 cm

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10206-00 Item no. of the set: 10206-00 Set complet ref. 10206-00
2500-90 A	Flachmeißel „Palti“ Bone chisel „Palti“ Ciseau-burin à os „Palti“	4 mm 78 mm, gerade, graduert 4 mm 78 mm, straight, graduated 4 mm 78 mm, droit, gradué
2500-92 A	Flachmeißel „Palti“ Bone chisel „Palti“ Ciseau-burin à os „Palti“	8 mm 78 mm, gerade, graduert 8 mm 78 mm, straight, graduated 8 mm 78 mm, droit, gradué
2500-95 A	Flachmeißel „Palti“ Bone chisel „Palti“ Ciseau-burin à os „Palti“	4 mm 78 mm, gebogen, graduert 4 mm 78 mm, curved, graduated 4 mm 78 mm, courbé, gradué
2500-97 A	Flachmeißel „Palti“ Bone chisel „Palti“ Ciseau-burin à os „Palti“	8 mm 78 mm, gebogen, graduert 8 mm 78 mm, curved, graduated 8 mm 78 mm, courbé, gradué
860-50	Hammer „Vickers“ Mallet „Vickers“ Maillet „Vickers“	17 cm / 180 g
2811-00 (2x)	Handgriff „Palti“ Handle „Palti“ Manche „Palti“	für Osteotom- & Bone Pusher Aufsatz for osteotom- & bone pusher attachment pour embouts d'ostéotomes et fouloirs à os
2825-27	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome-attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	63 mm, 2,0 < 2,7 mm, bajonett, konkav 63 mm, 2,0 < 2,7 mm, bayonet, concave 63 mm, 2,0 < 2,7 mm, baïonnette, concave
2825-32	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome-attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	63 mm, 2,7 < 3,2 mm, bajonett, konkav 63 mm, 2,7 < 3,2 mm, bayonet, concave 63 mm, 2,7 < 3,2 mm, baïonnette, concave
2825-37	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome-attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	63 mm, 3,2 < 3,7 mm, bajonett, konkav 63 mm, 3,2 < 3,7 mm, bayonet, concave 63 mm, 3,2 < 3,7 mm, baïonnette, concave
2825-42	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome-attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	63 mm, 3,7 < 4,2 mm, bajonett, konkav 63 mm, 3,7 < 4,2 mm, bayonet, concave 63 mm, 3,7 < 4,2 mm, baïonnette, concave
2825-50	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome-attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	63 mm, 4,0 < 5,0mm, bajonett, konkav 63 mm, 4,0 < 5,0mm, bayonet, concave 63 mm, 4,0 < 5,0mm, baïonnette, concave
2821-20	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome-attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	60 mm, gerade, konvex; 1,5 < 2,0 mm 60 mm, straight, convex; 1,5 < 2,0 mm 60 mm, droit, convexe; 1,5 < 2,0 mm
2821-27	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome-attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	60 mm, gerade, konvex; 2,0 < 2,7 mm 60 mm, straight, convex; 2,0 < 2,7 mm 60 mm, droit, convexe; 2,0 < 2,7 mm
2821-32	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome-attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	60 mm, gerade, konvex; 2,7 < 3,2 mm 60 mm, straight, convex; 2,7 < 3,2 mm 60 mm, droit, convexe; 2,7 < 3,2 mm
2821-37	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome-attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	60 mm, gerade, konvex; 3,2 < 3,7 mm 60 mm, straight, convex; 3,2 < 3,7 mm 60 mm, droit, convexe; 3,2 < 3,7 mm
2821-42	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome-attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	60 mm, gerade, konvex; 3,7 < 4,2 mm 60 mm, straight, convex; 3,7 < 4,2 mm 60 mm, droit, convexe; 3,7 < 4,2 mm
2821-50	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome-attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	60 mm, gerade, konvex; 4,2 < 5,0 mm 60 mm, straight, convex; 4,2 < 5,0 mm 60 mm, droit, convexe; 4,2 < 5,0 mm
999-30	Wundhaken „Bowdler Henry“ Retractor „Bowdler Henry“ Ecarteur „Bowdler Henry“	16,0 cm
9100-15	 GPM Wash Tray (275 x 180 x 35 mm)	mit Deckel mit Haltegriff with top cover with handhold avec couvercle avec poignée

ALL IN ONE - SUBNASAL & SINUS AUGMENTATION SET nach Dr. Ziv Mazor

ALL IN ONE - SUBNASAL & SINUS AUGMENTATION SET according to DR. ZIV MAZOR

ALL IN ONE - SUBNASAL & SINUS AUGMENTATION SET selon Dr. Ziv Mazor

Sinus-Lift Elevatoren

Sinus-Lift elevators
Sinus-Lift éleveurs


F-line SL

922-60 F

F-line

Mazor # 1

17,1 cm



922-61 F

F-line

Mazor # 2

17,1 cm



922-62 F

F-line

Mazor # 3

17,1 cm




922-64 F

F-line

Mazor # 5

17,1 cm






Membran Lift | Granulatstopfer

Membrane lift | Granulate plugger
Lift membrane | Fouloir à granulat

F-line SL

2500-21 F **F-line**

Mazor # 6 17,1 cm



Tiefenmessgeräte

Depth gauges
Jauge de profondeur

F-line SL

2406-91 F **F-line**

Mazor # 7 17,1 cm

8-10-13-15

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradu  , non calibr  




Stopfer | Applikator

Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur

F-line SL

2500-42 F **F-line**

Mazor 17,1 cm



ALL IN ONE - SUBNASAL & SINUS AUGMENTATION SET nach Dr. Ziv Mazor

ALL IN ONE - SUBNASAL & SINUS AUGMENTATION SET according to DR. ZIV MAZOR

ALL IN ONE - SUBNASAL & SINUS AUGMENTATION SET selon Dr. Ziv Mazor


Hammer

Mallet
Maillet

860-50

Vickers 17,0 cm
180 g

Hohlgriff
Hollow handle
Poignée creuse



Handgriff

Handle
Manche

für Osteotom- und Bone Pusher Aufsatz
for osteotome- und bone pusher attachment
pour embouts d'ostéotomes et fouloirs à os

2811-00

Palti 11,5 cm



Markierung: 8-10-12-14-16-18 mm
Graduation: 8-10-12-14-16-18 mm
Graduation: 8-10-12-14-16-18 mm



Schnellspanner
Quick release
Serrage rapide

Flachmeißel

Chisels
Ciseaux-burins



2500-90 A

Palti 4 mm
78 mm

gerade
straight
droit



2500-92 A

Palti 8 mm
78 mm

gerade
straight
droit



2500-97 A

Palti 7 mm
78 mm

gebogen
curved
courbé



2500-97 A

Palti 8 mm
78 mm

gebogen
curved
courbé

Osteotom- und Bone Pusher Aufsätze

Osteotom and bone pushers tips
 Ostéotomes et embouts de fouloirs



2821-20	1,5 < 2,0 mm
2821-27	2,0 < 2,7 mm
2821-32	2,7 < 3,2 mm
2821-37	3,2 < 3,7 mm
2821-42	3,7 < 4,2 mm
2821-50	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, gerade Osteotome, straight Ostéotome, droit	6,0 cm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

konvex, graduert, nicht kalibriert
 convex, graduated, non-calibrated
 convexe, gradué, non calibré




2825-27	2,0 < 2,7 mm
2825-32	2,7 < 3,2 mm
2825-37	3,2 < 3,7 mm
2825-42	3,7 < 4,2 mm
2825-50	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, bajonett Osteotome, bayonet Ostéotome, baïonnette	6,0 cm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

konkav, graduert, nicht kalibriert
 concave, graduated, non-calibrated
 concave, gradué, non calibré

Wundhaken, Wangenabhalter, Lippenhalter

Retractors, cheek and lip retractors
 Ecarteurs, Ecarteurs des joues et des lèvres

999-30	
Bowdler Henry	16,0 cm



BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET nach Dr. Ziv Mazor

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET according to DR. ZIV MAZOR

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET selon Dr. Ziv Mazor



Set: 10100-71

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-71 Item no. of the set: 10100-71 Set complet réf.: 10100-71	
1151-30 F 	Skalpellsgriff # 3 Scalpel handle # 3 Manche pour bistouri # 3	gerade, passend für 1 Klinge straight, suitable for 1 blade droit, pour 1 lame	
2385-00 F 	Mundspiegelgriff I M 2,5 Mouth mirror handle I M 2,5 Manche à miroir I M 2,5	13,5 cm	
919-30 F 	Chirurgische Kürette „Lucas“ Surgical curette „Lucas“ Chirurgical curette „Lucas“	17,1 cm, 3,0 / 3,0 mm	
888-M3S F 	Raspatorium „Mazor“ # 3S mod. Periosteal elevator „Mazor“ # 3S mod. Décolleur „Mazor“ # 3S mod.	17,1 cm, gerade 17,1 cm, straight 17,1 cm, droit	

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-71 Item no. of the set: 10100-71 Set complet réf.: 10100-71
888-M1 F 	Raspatorium „Mazor“ # 1 Periosteal elevator „Mazor“ # 1 Décolleur „Mazor“ # 1	17,1 cm
2500-42 F 	Universal Instrument „Mazor“ Universal instrument „Mazor“ Instrument universel „Mazor“	17,1 cm
2500-15 F 	Periotom Periotome Périotome	17,1 cm, 2,0 mm, gerade 17,1 cm, 2,0 mm, straight 17,1 cm, 2,0 mm, droit
2500-18 F 	Periotom Periotome Périotome	17,1 cm, 2,0 / 2,0 mm, abgewinkelt / über Fläche gebogen 17,1 cm, 2,0 / 2,0 mm, angled / curved over surface 17,1 cm, 2,0 / 2,0 mm, coudé / coudé sur le plat
2500-81 F 	Membran Platzierungsinstrument „Buser“ Membrane positioning instrument „Buser“ Instrument pour placement des membranes „Buser“	17,1 cm, 2,0 / 2,0 mm
2500-30 F 	Applikator „Palti“ Applicator „Palti“ Applicateur „Palti“	17,1 cm, für Knochenmaterial 17,1 cm, for bone grafting material 17,1 cm, pour matériaux osseux
2525-10 F 	Parodontometer # EX3A/CP15 Periodontal probe # EX3A/CP15 Sonde paradontale # EX3A/CP15	17,1 cm, graduert 17,1 cm, graduated 17,1 cm, gradué
2240-20 F 	Pinzette „College“ Tweezers „College“ Précelle „Collège“	17,1 cm, gerieft 17,1 cm, serrated 17,1 cm, striée
2302-50 F 	Chirurgische Mikro-Pinzette Surgical micro-forceps Pince à dissection à griffe, micro	17,1 cm, 1x2, 0,8 mm, gerade 17,1 cm, 1x2, 0,8 mm, straight 17,1 cm, 1x2, 0,8 mm, droit
2302-70 F 	Anatomische Mikro-Pinzette Anatomical micro-forceps Micro-Pince anatomique	17,1 cm, TC, 0,8 mm, gerade 17,1 cm, TC, 0,8 mm, straight 17,1 cm, TC, 0,8 mm, droit
2550-60	Mischdose für Knochenmaterial Mixing bowl for bone material Cuvette de mélange pour mat. osseux	Ø 60 mm, 25 cc
1086-20 F 	Mikro Nadelhalter „Barraquer“ Micro needle holder „Barraquer“ Micro porte-aiguilles „Barraquer“	17,1 cm, TC, 1,2 mm, gerade 17,1 cm, TC, 1,2 mm, straight 17,1 cm, TC, 1,2 mm, droit
1154-10	Chirurgische Schere „La Grange“ Surgical scissors „La Grange“ Ciseaux chirurgicaux „La Grange“	SC, 11,5 cm, S-gebogen SC, 11,5 cm, S-curved SC, 11,5 cm, S-courbés
1155-60	Chirurgische Schere „Metzenbaum“ Surgical scissors „Metzenbaum“ Ciseaux chirurgicaux „Metzenbaum“	15,0 cm, TC, gebogen 15,0 cm, TC, curved 15,0 cm, TC, courbés
998-21	Wangenabhalter „University of Cawood-Minnesota“ Cheek retractor „University of Cawood-Minnesota“ Ecarteur des joues „University of Cawood-Minnesota“	15,5 cm
9200-10 	GPM Wash Tray (275 x 180 x 35 mm)	mit Deckel mit Haltegriff with cover with handle avec couvercle avec poignée

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET nach Dr. Ziv Mazor

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET according to DR. ZIV MAZOR

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET selon Dr. Ziv Mazor

Skalpellsklingshalter | einendig

Scalpel blade holders | single-ended
Manches de bistouris | simples

F-line SL

1151-30 F

F-line

3

15,8 cm

gerade, passend für 1 Klinge
straight, suitable for 1 blade
droit, pour 1 lame



Mundspiegelgriffe

Mouth mirror handles
Manches à miroirs

F-line SL

2385-00 F

F-line

M 2,5

13,0 cm



Knochenküretten

Bone curettes
Curettes chirurgicales


F-line SL

919-30 F

F-line

Lucas

17,1 cm



Raspatorien

Periosteal elevators
Rugines, décolleurs

F-line SL


888-M3S F

F-line

Mazor # 3S mod.

17,1 cm

gerade
straight
droit





BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET nach Dr. Ziv Mazor

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET according to DR. ZIV MAZOR

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET selon Dr. Ziv Mazor

Raspatorien

Periosteal elevators
Rugines, décolleurs


F-line SL

888-M1 F

F-line

Mazor # 1

17,1 cm



Stopfer | Applikator

Compactor | Applicator
Compacteur | Appicateur


F-line SL

2500-42 F

F-line

Mazor

17,1 cm



Periotome

Periotomes
Périotomes

F-line SL

2500-15 F

F-line

16,2 cm

gerade
straight
droit




2500-18 F

F-line

17,1 cm

seitlich abgewinkelt / abgewinkelt
laterally angled / angled
angulé / angulé



Knochenentnahme und -applikation

Bone extraction and application

Instruments et applicateurs pour l'augmentation

F-line SL

2500-81 F **F-line**

Buser 17,1 cm

Membran Platzierungsinstrument
Membrane positioning instrument
Instrument pour placement des membranes



Dieser Applikator gewährleistet ein optimales Anmischen und Transportieren von Knochenersatzmaterial. Für kleinere benötigte Mengen steht das schmale und bei größeren Mengen das breite Arbeitsteil zur Verfügung.



This applicator ensures the optimal blending and transportation of bone grafting material. The narrow workpiece is available for smaller and the wider workpiece for larger quantities.




Cet applicateur sert au transport et à la préparation de matériaux de comblement. L'extrémité fine s'utilise en cas de petits défauts, l'extrémité large en cas de grands défauts.

2500-30 F **F-line**

Palti 17,1 cm

Applikator
Applicator
Applicateur



Parodontometer | doppelendig

Periodontal Probes | double ended

Sondes parodontales | doubles


F-line SL

2525-10 F **F-line**

EX3A/CP15 16,0 cm

1-2-3-...-14-15

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET nach Dr. Ziv Mazor

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET according to DR. ZIV MAZOR

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET selon Dr. Ziv Mazor

Pinzetten

Tweezers
Précelles

F-line RS



2240-20 F

F-line

College

17,1 cm

spitz, mit Querriefung
pointed, with lateral serration
pointu, striure en forme de transversale



Mikro-Pinzette

Surgical micro-forceps
Micro pince chirurgicales

F-line RS



Chirurgische Mikro-Pinzetten sind mit ineinandergreifenden Zähnen (meint 1:2) versehen. Der Vorteil ist, dass die erfassten Gewebeteile ohne ein festes Zusammendrücken der Pinzette sehr gut fixiert sind und ein stärkerer Zug ausgeübt werden kann. Dies verhindert eine Gewebequetschung. Nachteilig können leicht verletzbare Strukturen wie Blutgefäße und Nerven durch die scharfen Zähne zerstört werden. Zum Fassen solcher Strukturen ist eine anatomische Pinzette besser geeignet.



Surgical micro-forceps are equipped with interlocking teeth (1:2). The advantage of this is that soft tissue can be gripped without pressing the forceps firmly together and greater tensile force can be applied. This prevents the tissue from being damaged. The disadvantage is that easily injured structures such as blood vessels and nerves can be destroyed by the sharp teeth. Anatomical forceps are more suitable when gripping structures of this kind.




Une **Micro-Pince chirurgicale** a la particularité que la denture qui s'engrène (1:2). L'avantage est de pouvoir saisir et fixer les tissus sans devoir exercer une forte pression sur la pince. Cela empêche l'endommagement des tissus. Effet négatif, des structures fragiles comme les vaisseaux sanguins et les nerfs peuvent être détruits par la denture pointue. Pour tenir ces structures, il est recommandé d'utiliser la pince anatomique.

2302-50 F

F-line

17,1 cm
0,8 mm

Chirurgische Mikro-Pinzette, 1:2
Surgical micro-forceps, 1:2
Micro-Pince chirurgicale, 1:2



Mikro-Pinzette

Surgical micro-forceps
Micro pince chirurgicales

F-line RS



Anatomische Mikro-Pinzetten sind am Arbeitsende durch feine Kreuzriefungen gekennzeichnet. Sie eignen sich zum schonenden Fassen leicht verletzlicher Strukturen wie Blutgefäßen oder Nerven. Die gewebe-schonende Eigenschaft hat allerdings den Nachteil, dass erfasste Strukturen aus der Pinzette entgleiten können. Deshalb ist ein starker Zug, im Gegensatz zur chirurgischen Pinzette, nicht möglich.



Anatomical micro-forceps can be recognized by fine cross grooves at the working ends. They are suitable for gentle gripping of more vulnerable structures such as blood vessels or nerves. The characteristic of being gentle on tissue does, however, have the disadvantage that the structures that have been gripped can slip from the forceps. That is why strong tensile force is not possible, in contrast to the surgical forceps.



Une Micro-Pince anatomique se caractérise par ses rainures en forme de croix à la partie travaillante. Elle convient à saisir les structures fragiles comme les vaisseaux sanguins et les nerfs. Cette caractéristique a cependant l'inconvénient que les structures saisies peuvent glisser de la pince. Pour cette raison, une forte pression comme sur la pince chirurgicale, n'est pas possible.


2302-70 F

F-line

TC

0,8 mm
17,1 cm

Anatomische Mikro-Pinzette
Anatomical micro-forceps
Micro-Pince anatomique



Mischdosen für Knochenmaterial

Mixing bowls for bone material
Cuvette de mélange pour matériau osseux

2550-60


28 mm
Ø 60 mm
25 cc



BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET nach Dr. Ziv Mazor

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET according to DR. ZIV MAZOR

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET selon Dr. Ziv Mazor




Mikro-Nadelhalter mit Sperre für minimalinvasive Chirurgie

Micro needle holders with lock for minimally invasive surgery

Porte-aiguilles pour la chirurgie invasive minimisée avec verrouillage

F-line RS



1,2 mm 

1086-20 F

F-line

TC

Barraquer

1,2 mm

gerade, mit Kreuzriefung

straight, with cross serration

droit, striure en forme de croix

Empfohlen für Fadenstärke:

Recommended for thread size:

Recommandé pour fil à suture:

5-0 – 6-0

Chirurgische Scheren

Surgical scissors
 Ciseaux chirurgicaux



Durch die Biegung der Zahnfleischschere wird eine diagonale Schnittführung im distalen Bereich möglich. Mit Hilfe der einseitigen Mikroverzahnung kann eine Lappenausdünnung erfolgen.



The curved gum scissors enable a diagonal incision in the distal area. The single sided micro serration makes lobe thinning possible.




Ces ciseaux avec double courbure permettent une coupe diagonale dans les zones distales. Grâce à une lame micro-dentelée, ces ciseaux permettent de désépaissir les lambeaux.

1154-10

SC

La Grange 11,5 cm

S-gebogen
 S-curved
 S-courbés




1155-60

TC

Metzenbaum 14,5 cm

gebogen
 curved
 courbés




Wangenabhalter

Cheek retractors
 Ecarteurs des joues

998-21

University of Cawood-
 Minnesota modified
 acc. to Dr. Ziv Mazor 14,0 cm





... makes the difference

devemed GmbH
take-off GewerbePark 30
78579 Neuhausen ob Eck
GERMANY

Tel: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-0
Fax: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-19

info@devemed.de
www.devemed.de



07/19